

RheocalcT Software

Bei Verwendung mit dem DV2T, DV3T, oder DVNext Viskosimeter von AMETEK Brookfield kann die RheocalcT Software Daten analysieren, mehrere Plot-Overlays generieren, tabellarische Daten drucken, mathematische Modelle ausführen sowie andere wiederkehrende Aufgaben durchführen. Darüber hinaus hat die Advanced Edition eine Vielzahl von Zusatzfunktionen für die 21 CFR Part 11-Konformität.



Leistungsmerkmal

Test- und Analysefunktionen

- Assistenten, die Sie bei Durchführung allgemeiner Tests anleiten
- Bis zu zwanzig Vergleichsdatensätze können gleichzeitig grafisch ausgewertet werden
- Bestimmung der Fließgrenze einzeln oder in Verbindung mit anderen Viskositätsmessungen
- Schleifenfunktionen für wiederkehrende Anwendungen
- Mittelwertbildung einzelner oder aller Programmschritte
- Mathematische Modelle: Bingham, Casson, Casson NCA/CMA, Power Law, IPC Paste, Herschel-Bulkley, Thix Index

21 CFR Part 11-konforme Programme (für Advanced Edition)

- Mehrere Zugangsdaten und verschiedene Berechtigungsstufen
- Digitale Unterschriften
- Audit Trail
- Drucken in nicht veränderbares PDF-Format
- Datenspeicherung in einer passwortgeschützten Datenbank
- LIMS-Kompatibilität

Systemanforderung

- Windows 8 64-bit, Windows 10 64-bit
- 2 GHz Prozessor
- 4 GB RAM
- USB-Anschluss
- Display mit 1280 x 800 Auflösung und 128 MB Grafikspeicher

